

お問い合わせに関するご相談は

aarela  
massage

クッションマッサージ めぐり

### ⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(有熱期)の方。例1) 急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨粗しょう(鬆)症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性 [とう(疼)痛性] 疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方。又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

### 製品に関するお問い合わせ

0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

### 公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alinco\_fitness



@alinco\_fitness

### web カタログ



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。

●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNLFINNG- ver.1.0

めぐりのある  
良い暮らし

color  
variation



MCRS12C(A)



MCRS12C(T)

疲れすっきり

気持ちいいマッサージで  
日々の癒しにワンモア



約3円/1ヶ月

電気代、1ヶ月で約3円

1日15分、毎日使った場合でも、気になる電気代は月々約3円※。  
経済的な負担も少なくご使用いただけます。  
※電力量料金単価22円/kwhで算出



15min.

安心オートオフ

15分が過ぎると自動的にマッサージを停止。  
揉みすぎや揉み返しの防止になります。

## 全身に使えてとっても便利

### 首・背中から腰

こり固まりやすい首や肩、疲れやすい背中や腰に。  
ぐいぐい揉みほぐしてすっきり。



ふくらはぎ・足裏

疲れを溜めてこり固まる前に、毎日のケアが大切です。

### ハンドマッサージ

手のひらの疲れを  
ぐりぐりとマッサージ。



腕

揉まれると、意外と  
気持ちいい部位です。



好きな場所・好きな体勢で  
座って・寝転んで、お好きな体勢でマッサージ

## クッションマッサージのポイント

### 1. 4つのもみポイント

左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起があり、  
コリをぐいぐいと刺激し揉みほぐします。




### 3. あったかヒーター

人肌程度に部位を温める、  
あったかヒーターラップを搭載。  
マッサージをアシストします。



### 2. 強/弱の布カパー調節

布カパーを掛けてマッサージをすると、当たりを柔らかく  
できます。



### 4. カンタンなボタン操作

1 Push/マッサージ  
2 Push/マッサージ+ヒーター  
3 Push/電源OFF



## 製品仕様

○販売名: クッションマッサージ めぐり ○品番: MCR8120 A/T ○製品サイズ: W340×D235×H110mm ○製品  
質量(重量): 約 1.5kg(ACアダプター含む) ○電源: AC100V 50/60Hz ○定格消費電力: 11.5W(電動機 7.0W/  
電熱部 4.5W) ○定格時間: 15分 ○材質: 本体…ウレタン、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、  
本体カバー…ポリエステル ○生産国: 中国 ○JAN: (A)4969182517149、(T)4969182517156  
○医療機器認証番号: 228AGBZX00102000